



传统凋亡 Say 拜拜

高分文章say嗨嗨

Pro款

货号	产品名称	产品特点
C21602	All-in-One 凋亡、坏死和健康细胞全状态检测试剂盒加强版 (BF™ 488-Annexin V, EthD Gold, Hoechst 33342)	升级款早凋检测，BF™ 488相较于FITC染料亮度更高，耐淬灭且更耐受环境pH，EthD Glod完美替换易堵管PI染料；Hoechst染料在成像中精准定位所有细胞
C21603	All-in-One 凋亡、坏死和健康细胞全状态检测试剂盒加强版 (FITC-Annexin V, EthD Gold, Hoechst 33342)	经典款早凋检测，EthD Glod替换易堵管PI染料；Hoechst染料在成像中精准定位所有细胞
C21604	All-in-One 凋亡、坏死和健康细胞全状态检测试剂盒加强版 (Annexin V-R-PE, 7-AAD, Hoechst 33342)	经典款早凋检测，7-AAD同 PI相比，其发射波谱较窄，对其他检测通道干扰更小，在多色荧光分析中是PI的最佳替代品；Hoechst染料在成像中精准定位所有细胞
C21605	All-in-One 凋亡、坏死和健康细胞全状态检测试剂盒加强版 (Annexin V-R-PE, Draq 7, Hoechst 33342)	新手友好款，无需设置单染管调补偿；Hoechst染料在成像中精准定位所有细胞
C21606	All-in-One 凋亡、坏死和健康细胞全状态检测试剂盒加强版 (Annexin V-APC, 7-AAD, Hoechst 33342)	适用细胞自带GFP绿色荧光；Hoechst染料在成像中精准定位所有细胞
C21607	All-in-One 凋亡、坏死和健康细胞全状态检测试剂盒加强版 (BF™ 488-Annexin V, Draq 7, Hoechst 33342)	适用细胞自带RFP红色荧光或经阿霉素处理；Hoechst染料在成像中精准定位所有细胞
C21407	BF™ 594-Annexin V/Hoechst 33342 细胞凋亡试剂盒	红蓝双染试剂盒，早凋健康一盒搞定

产品特色：Annexin V早凋检测升级版，EthD Gold替换传统PI易堵管染料，同时增加在成像中精准定位所有细胞的Hoechst染料

ProMax款

货号	产品名称	产品特点
C21203	PanSpatio™ 活细胞 Caspase-3/7 活性与Annexin V 双重凋亡检测试剂盒 (NucTrack™ 488 Caspase-3/7, BF™ 647-Annexin V, Hoechst 33342)	双重凋亡检测；Caspase通路凋亡+PS外翻早凋检测；EthD Gold标记晚凋及坏死细胞；Hoechst染料在成像中精准定位所有细胞
C21204	PanSpatio™ 活细胞 Caspase-3/7 活性与Annexin V 双重凋亡检测试剂盒 (NucTrack™ 488 Caspase-3/7, BF™ 594-Annexin V, Hoechst 33342)	
C21205	PanSpatio™ 活细胞 Caspase-3/7 活性与Annexin V 双重凋亡检测试剂盒 (NucTrack™ 488 Caspase-3/7, BF™ 647-Annexin V, EthD Gold)	
C21206	PanSpatio™ 活细胞 Caspase-3/7 活性与Annexin V 双重凋亡检测试剂盒 (NucTrack™ 488 Caspase-3/7, BF™ 647-Annexin V, EthD Gold, Hoechst 33342)	

产品特色：一个盒子搞定Caspase凋亡通路、早凋、坏死、健康多状态细胞！

探 研 细胞 荧光

买荧光染料，就找苏州探研



全国渠道：
赵女士 18452006115



全国工业/OEM贴牌：
刘女士 19852856022



微信公众号

