


细胞 & 细菌 死活试剂专场

‘生死明辨 · 一染即现’

细胞与微生物活性的精准鉴别，是科研、临床及环境监测的核心，直接决定实验数据可靠性。传统检测方法存在操作繁琐、特异性差、细胞毒性高、适配性不足等痛点，制约研究效率。立足科研需求，**探研推出三类核心产品，以细胞膜完整性为检测原理，搭配高特异性荧光染料，操作便捷、结果精准，适配多种检测平台。**哺乳动物试剂盒适配真核细胞研究，细菌试剂盒助力微生物检测。

探研生命将持续严苛把控质量，以专业产品赋能科研创新，助力突破实验瓶颈，解锁生命科学未知可能！

分类	货号	产品名称	特点
哺乳动物-死活	C20703	动物活死细胞活性/细胞毒性检测试剂盒 (Calcein AM, EthD Gold)	10min速染，EthD Gold替换PI染料，溶解度更高，上流式不易堵管
	C20704	动物活死细胞活性/细胞毒性检测试剂盒 (Calcein AM, EthD Gold, Hoechst 33342)	10min速染，EthD Gold替换PI染料，溶解度更高，上流式不易堵管+所有细胞标记
	C20705	动物活死细胞活性/细胞毒性检测试剂盒 (Calcein AM, PI, Hoechst 33342)	10min速染，经典款死活试剂盒+所有细胞标记
细菌-死活	C20603	活死细菌荧光染色试剂盒 (SYTO Live™ 9, PI, 荧光显微镜专用)	显微镜定性专用
	C20604	通用款活死细菌细胞活力检测试剂盒 (SYTO Live™ 9, PI)	显微镜流式定性+定量
	C20607	通用款活死细菌生物膜活力检测试剂盒 (SYTO Live™ 9, PI)	最快20 min速染，精准定性检测细菌生物膜活性，适配多样载体
	C20606	通用款活死酵母细胞活力检测试剂盒 (SYTO Live™ 9, PI)	最快15 min速染，精准定性定量检测酵母死活，操作简单灵活，适用范围广
细胞核-活/死/凋亡	C21608	染色质浓缩/膜通透性/死细胞凋亡检测试剂盒 (Hoechst 33342, YO-PRO™-1, EthD Gold)	一个试剂盒，同时满足死细胞细胞核、活细胞细胞核、凋亡细胞细胞核检测
细胞核-活	C22201	Ready-to-use DRAQ5 活细胞 DNA 染料 (5 mM)	免洗涤，最快5 min精准活细胞成像，远红荧光，激发光谱宽，轻松实现多色成像，也常用于核酸精准定量，细胞周期分析
细胞核-死	C22202	Ready-to-use DRAQ7 死细胞 DNA 染料 (0.3 mM)	免洗涤，最快10 min精准死细胞成像，远红荧光，激发光谱宽，轻松实现多色成像，与PE-Annexin V搭配，可实现无需调补偿的经典搭配。
细菌-活	C22217	Ready-to-use SYTO Live™ 9 核酸染料 (5 mM)	活细胞绿色核染料，标记核酸后荧光增强 >40倍，菌类死活金标判定，低毒安全
细菌-死	M10506	叠氮溴化乙锭 (Ethidium Monoazide Bromide, EMA)	经典死菌去除染料，10 min光激活修饰，特异性区分死活菌，可用DNA功能研究
	M10507	叠氮溴化丙锭 (Propidium Monoazide Bromide, PMA)	死菌去除神器，10 min特异永久修饰死菌DNA，去除率优于传统EMA，qPCR兼容，水溶性佳，无毒无漏检，多样本适用
	M10508	Ready-to-use PMA (20 mM in Water)	



研 荧光 探 细胞

买荧光染料，就找苏州探研



全国渠道：
赵女士 18452006115



全国工业/OEM贴牌：
刘女士 19852856022



微信公众号

