

PL 漂亮！我们做到了！

5分钟 BCA

从加样到出结果 全程快人一步 让蛋白定量从此“分秒必争”

Ultra-Fast 5-Min BCA Protein Assay Kits (P30008)




图1. P30008 与进口竞品T及国产竞品E 线性对比图

五大核心优势 直击实验痛点

1. 极速显色：室温 5 分钟极速显色，高效省时；
2. 极简操作：即用标准品免稀释，操作便捷；
3. 精准可靠：数据重复性与准确性双高；
4. 宽域灵敏检测：线性范围 20-2000 µg/mL；
5. 多元兼容：兼容金属离子、螯合剂及常见去污剂。

5 min



极速五分钟 精准一步

创新技术 颠覆传统 BCA 体验

场景	痛点	解决方案
高通量筛选	传统方法耗时 批次间误差大	5 分钟极速处理
珍贵样本检测	样本量少，稀释易损耗	最低 20 μL 上样量 标准品同体积适配
复杂体系分析	去污剂 / 金属离子干扰 结果准确性	5% SDS/Triton X-100 兼容 无需除杂预处理
新手实验 / 教学场景	操作步骤繁琐 标准曲线难绘制	即用型标准品 + 预配工作液 10 分钟上手

指标	传统 BCA 盒	极速五分蛋白定量盒
显色时间	30-60 分钟	5 分钟
标准品准备	需手动稀释 8 次	即用型，拆封直接加样
SDS 兼容浓度	$\leq 1\%$	5%
线性范围 ($\mu\text{g/mL}$)	50-2000	20-2000

即刻升级实验体验 数据说话 性能对比一目了然

